



Varenummer 1000011139

Suturtape, Omnistrip, 76x6mm, beige, nonwoven/PA/polyester, let elastisk, ark á 3 strips, latexfri, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Omnistrip suturtape er en let elastisk suturtape, som stabiliserer sår - ofte i kombination med suturer - samt når suturerne er fjernet, da fremmes sårhelingen ved at holde sårkanterne sammen.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	Omnistrip
Sekundær farve	Beige
Features	Let elastisk, ark á 3 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, PA, polyester
Længde/dybde	76 mm
Bredde	6 mm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	300 ark	30 cm	15 cm	13.5 cm	4049500484428
pk	50 ark	14 cm	9.7 cm	6 cm	4049500263825
ark	3 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.

STERILE

Produktet er sterilt