

ABENA®

Produktdatablad

Suturtape, Omnistrip, 101x6mm, beige, let elastisk, ark a 10 strips

Varenummer : 1000011140
Varegruppe : Suturtape og strips
Forpakninger : 50 ark = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Suturtape
Varemærke: Omnistrip
Farve: beige
Materiale: nonwoven, polyester, PA
Features: let elastisk, ark a 10 strips
Længde/dybde: 101 mm
Bredde: 6 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is

Produktbeskrivelse: Omnistrip suturtape er en elastisk suturtape, som stabiliserer sår i kombination med suturer, samt når suturerne er fjernet fremmes helingen ved at holde sårkanterne sammen.