



Varenummer 1000011141

**Suturtape, Omnistrip, 101x12mm, beige,
let elastisk, ark á 6 strips, latexfri,
steril**



Produktbeskrivelse

Omnistrip suturtape er en let elastisk suturtape, som stabiliserer sår ofte i kombination med suturer, samt når suturerne er fjernet fremmes sårhelingen ved at holde sårkanterne sammen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	Omnistrip
Sekundær farve	Beige
Features	Let elastisk, ark á 6 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, PA, polyester
Længde/dybde	101 mm
Bredde	12 mm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	300 ark	35 cm	17.5 cm	13 cm	4049500484466
pk	50 ark	16.6 cm	11.3 cm	6 cm	4049500263863
ark	1 ark				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.