



Varenummer 1000011149



## Stivelse, Diversey CLAX Perfect 71A1, 20 l, uden farve og parfume

- ✓ Høj kvalitet
- ✓ Baseret på risstivelse
- ✓ Stor gennemtrængningsevne
- ✓ Arbejder sig ind i og rundt om tekstilernes fibre
- ✓ God fasthæftning

### Produktbeskrivelse

Et flydende stivelsesmiddel af høj kvalitet. Produktet er baseret på risstivelse. Partiklerne er ensartede og små med stor gennemtrængningsevne og stivelsespartiklerne kan derfor arbejde sig ind i og rundt om tekstilernes fibre. Risstivelse har et stort indhold af amylopectin (relativ til amylose) og har derfor en god fasthæftning.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Stivelse
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Perfect 71A1
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	8
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	30 cm	26 cm	38 cm	7615400704231
stk	1 stk				



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet indeholder ikke parfume.