

Varenummer 1000011169

**Pose til tørsterilisering, 25,4x5,1cm,
nylon, med selvluk**

Produktbeskrivelse

Poserne er designet til at kunne tåle temperatur interval på 160°C-215°C. Anbefalet sterilisering: 30 min. ved 180 grader el. 120 min. ved 160 grader. Produktet er varmestabiliseret og har en høj modstandsdygtighed overfor høje temperaturer og kemikalier. Poserne har en høj brudstyrke og er med tape-lukning. Kan anvendes til indpakning af instrumenter inden sterilisation i tørsterilisator. Instrumenterne skal rengøres og desinficeres inden de pakkes i posen med selvklædende lukning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pose til tørsterilisering
Farve	Klar
Features	Med selvluk
Materiale	Nylon
Længde/dybde	25.4 cm
Bredde	5.1 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	34.2 cm	9 cm	4.8 cm	768455157099
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.