



Produktdatablad

Bakke, 32,5x26,5x6,5cm, 4000 ml, sort, PP, 1-rums, 1/2 GN

Varenummer : 1000011296
Varegruppe : 1/2 Gastronom
Forpakninger : 1152 stk = 1 kolli
12 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Bakke
Farve:	sort
Materiale:	PP
Features:	1/2 GN
Antal rum:	1-rums
Længde/dybde:	32,5 cm
Bredde:	26,5 cm
Højde:	6,5 cm
Tykkelse:	750 micron
Vægt, netto:	65 g
Rumindhold, brutto:	4000 ml
Certifikater:	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler:	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse:	Produkter af PP er velegnet til alle typer af fødevarer. PP produkter er gode til servering af kolde retter, men tåler også mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance:	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid. Ved temperatur op til +100°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.