



Produktdatablad

Sugegummi, Diversey Taski, Swingo 750B, bred, bagerst

Varenummer : 1000011374
Varegruppe : Tilbehør til maskiner
Forpakninger : 1 stk = 1 stk



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Sugegummi
Varemærke: Diversey
Vareserie: Taski
Model: Swingo 750B
Features: bred, bagerst
Længde/dybde: 750 mm
Bredde: 4 mm
Højde: 56 mm
Produktbeskrivelse: Sugegummi bred til Taski Swingo.

Tilhørende varer: 1000006221