



Produktdatablad

Sko, Euro-Dan Classic, 46, hvid, SRC, O1, velcro, perforeret, vidde 13

Varenummer : 1000011446
Varegruppe : Sko med velcro
Forpakninger : 1 par = 1 par



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Sko
Varemærke: Euro-Dan
Vareserie: Classic
Farve: hvid
Materiale: PU, Permair læder
Features: SRC, O1, velcro, perforeret, vidde 13
Størrelse: 46

Produkt- eller teststandarder: EN 20347: 2012

Produktbeskrivelse: Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.