



Varenummer 1000011464

Bandage, Juzo Compression Wrap, knæ, sort/beige, xxx-large**Produktbeskrivelse**

Juzo Compression Wrap er et variabelt kompressionssystem, der kan anvendes som alternativ til traditionel kompressionsbind. Her er det især vigtigt at rense såret grundigt og pålægge sårbandage, før kompressionsbandagen lægges på. Juzo Compression Wrap har et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk, hvilket skyldes dets uelastiske egenskaber. Velcrolukning og gribezoner gør det nemt at lægge bandagen på, og kan tilpasses variabel legemsomfang. Specielle indkærvninger sørger for, at der ikke dannes vinduesødemer mellem overlapningerne. Indikationer: Primær og sekundær varikose, Kronisk venøs insufficiens, Posttrombotisk syndrom, Ulcus cruris venosum og før/efter venekirurgiske indgreb. Fodsegment: En længde, 3 standardstørrelser, inkl. stockinette ("understrømpe"). Variabelt kompressionstryk 30-60 mmHg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Juzo
Vareserie	Compression Wrap
Features	Sort/beige
Målepunkter	Knæ
Strømpestørrelse	Xxx-large
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Før vask af produktet lukkes alle velcrolukninger eller fjernes hvis løs. Vask Juzo Compression Wrap mindst en gang om ugen eller oftere, hvis det er nødvendigt. Produkterne kan vaskes i vaskemaskinen ved 30grader med et mildt vaskemiddel. Produktet kan beskyttes ved at vaske det i en vaskepose. Undlad at bruge skyllemiddel. Må ikke bleges. Må ikke tørres i tørretumbler. Tørretiden kan afkortes ved at rulle dem stramt og trykke væsken ud og derefter placere dem på et tyk frottéhåndklæde. Placer ikke produktet på en radiator eller i solen for at tørre. Juzo Compression Wrap må ikke stryges. Rens ikke produktet med kemikalier.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	32 cm	21 cm	2 cm	4059769610841



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.