

ABENA®

Produktdatablad

Håndkost, Vikan, 33x3,5x13,5cm, rød, glas/polyester/PP, bløde børstehår, UST

Varenummer : 1000011594
Varegruppe : Håndkoste
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
104 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Håndkost

Varemærke: Vikan

Farve: rød

Materiale: glas, polyester, PP

Features: bløde børstehår, UST

Længde/dybde: 33 cm

Bredde: 3,5 cm

Højde: 13,5 cm

Certifikater: Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler: 2023/2006/EC, Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU

Produktbeskrivelse: UST støvekost med rengøringsvenlige børstehårsunits, der sikrer maksimal hygiejne. Den ultrasikre fastgørelse af børstehårene i børstehårsuniten gør børsten velegnet til fjernelse af fine partikler som f.eks. mel fra transportbånd, borde og udstyr i fødevarer- industriens højrisiko-områder. Placeringen af børstehårene øger rengøringseffektiviteten ved fejning af fine, tørre partikler.

Temperaturlolerance: Ved temperatur fra -20°C til +80°C.

Vaskeanvisninger: Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.