



Varenummer 1000011631

G3 Tidal Volume Akuttaske, 24,6 l, rød, til iltflaske, med polstrede skulderstropper

Produktbeskrivelse

Alt-i-en akuttaske til ilt- og luftvejsudstyr. Tidal Volume akuttaske er den bedste måde at transportere din iltflaske sikkert. De mange lommer hjælper med at arrangere ventilationsudstyr, slanger, masker og sug. Bær iltflasken i hånden, på ryggen eller hæng den på baren. Den er i et BBP materiale, som er blod-, væske- og snavsafvisende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	G3 Tidal Volume Akuttaske
Farve	Rød
Features	Til iltflaske, med polstrede skulderstropper
Længde/dybde	56 cm
Bredde	20 cm
Højde	20 cm
Vægt, netto	1.6 kg
Rumindhold, netto	24.6 l
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	59.5 cm	30 cm	22 cm	
stk	1 stk				