



Varenummer 1000011632

G3 Load N' Go Akuttaske, 42,6 l, rød, QuickZip adgang til forreste rum

Produktbeskrivelse

Den ideelle taske til hurtig og intensiv behandling under vanskelige forhold. Indholdet i denne er meget nemt tilgængeligt takket være et omhyggeligt design. Skumforet konstruktion der beskytter indholdet af tasken. Den har store sidelommer som sikrer hurtig adgang til livsvigtige værktøjer. Tasken er lavet af BBP material som er blod-væske og snavsafvisende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	G3 Load N' Go Akuttaske
Farve	Rød
Features	QuickZip adgang til forreste rum
Længde/dybde	18 cm
Bredde	48 cm
Højde	51 cm
Rumindhold, netto	42.6 l
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	59.5 cm	40 cm	23 cm	
stk	1 stk				