

Varenummer 1000011721



Sølvbandage, PolyMem WIC Silver, 1x35cm, grå, Rope, u/klæbende kontaktlag og u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



Produktbeskrivelse

PolyMem Multifunktionel sølvbandage tilsat sølv designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte.

Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårveske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbunden, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølvet. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn.

In vitro forsøg viser mindst 99,9% af bakterielle og fungale stammer forsvinder.

PolyMem Silver bandagerne har i øvrigt samme unikke terapeutiske funktion som PolyMem Multifunktionelle sølvbandager uden sølv.

PolyMem Silver anvendes ved kritisk kolonisering, risiko for infektion samt til behandling af inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet.

Endvidere er PolyMem Silver særdeles velegnet til reduktion af lugtgener fra sår.

PolyMem WIC Silver vælges og anvendes efter samme principper som PolyMem WIC uden sølv.

PolyMem WIC Silver er en kavitetsbandage, der kan anvendes i kaviteter, hvor man kan se sårbunden, samt som sårkontaktlag ved meget væskende sår. Har ingen bagsidefilm, og transporterer ekssudat videre til sekundær bandage, der bør være PolyMem MAX, alternativt en superabsorberende bandage ex. Curea P1. Kan tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	PolyMem
Vareserie	WIC Silver
Farve	Grå
Features	Rope, u/klæbende kontaktlag og u/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PU-skum, F68 overfladeaktiv, glycerin, co-polymer stivelse, nanokrystalliseret sølv
Længde/dybde	1 cm
Bredde	35 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	43 cm	12 cm	6.7 cm	30735471018148
pk	6 stk	41 cm	11 cm	2.5 cm	20735471018141
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt