



Varenummer 1000011817



Læderpleje, Diversey TASKI Leather Wax, 1 l, med voks, uden farve og parfume

- ✓ yderst effektivt
- ✓ hurtigtørrende

Produktbeskrivelse

Taski lædervoks er specielt formuleret til behandling af lædermøbler, og bringer fugten tilbage til læderet igen. TASKI Leather Wax er en næringsrig creme, som tilfører masser af fugt og dybde til læderet. Hjælper til beskyttelse mod vand og snavs, og er med til at øge læderets levetid. Før brug anbefales det at rengøre læderet med TASKI Leather Cleaner.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Læderpleje
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Leather Wax
Features	Med voks, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 7
Rumindhold, netto	1 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Brugsanvisning

Før brug rengøres læderet med Taski Leather Cleaner. Lad det tørre helt. Lædervoksen påføres en blød klud/svamp. Fordel voksen med let cirkulære bevægelser.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 stk	24 cm	21 cm	29 cm	7615400760794
stk	1 stk				7615400760800



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet bruges til rengøring af møbler.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet indeholder ikke parfume.