

TASKI® Leather Wax

Lædervoks til pigmenteret læder

TASKI lædervoks er specielt formuleret til behandling af lædermøbler, og bringer fugten tilbage til læderet igen.

Egenskaber

- Yderst effektivt
- Hurtigtørrende
- Vandbaseret
- Umiddelbart beskyttelse

Fordele

TASKI Leather Wax er en næringsrig creme, som tilfører masser af fugt og dybde til læderet. Hjælper til beskyttelse mod vand og snavs og er med til at øge læderets levetid.

Anvendelse

Før brug rengøres læderet med TASKI Leather Cleaner. Lad det tørre helt. Lædervoksen påføres en blød klud/svamp. Fordel voksen med let cirkulære bevægelser.

SKU: 100950063

Indhold: 6 x 1 ltr.



© A.I.S.E.



TASKI® Leather Wax

Lædervoks til pigmenteret læder

Tekniske data

Platform	Pakke størrelse	Klar til brug	Farve	pH værdi (20°C)	Tæthed (20°C)
Tekniske data	6 x1 L	100%	Klar	6.8	1 g/cm ³

Sikkerhedsinformation og oplysninger om opbevaring

Se venligst separat sikkerhedsdatablad (SDS) for oplysning om håndtering og bortskaffelse. <https://sds.diversey.com/>

Opbevares i lukket originalemballage ved normal temperatur.

Vigtigt

Undgå frost. Test materialets følsomhed på et lille ikke synligt sted før brug.