



Varenummer 1000011857

Konnektor, Microlife, grå, til BP B blodtryksapparater

Produktbeskrivelse

L formet konnektor til Microlife blodtryksapparater BP B-serien.

Passer som mellemed mellem Microlifeblodtryksmanchetter og Microlifeblodtryksapparater BP B2, BP B3, BP B6 serien.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Konnektor
Varemærke	Microlife
Farve	Grå
Features	Til BP B blodtryksapparater
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	3.7 cm	1.8 cm	2.5 cm	