



Varenummer 1000011868

Forbinding, Spycra Protect, 18x30cm, beige, bi-elastisk, med silikoneklæb, enkeltpakket, steril, engangs

- ✓ åndbar
- ✓ bi-elastisk
- ✓ atraumatisk



Produktbeskrivelse

Spycra Protect har en yderside af lycra, hvilket giver materialet en silkelignende overflade. Materialet er vævet i en åben struktur, der sikrer høj åndbarhed. Forbindingen kan strækkes i både længden og bredden, og bi-elasticiteten sikrer høj fleksibilitet, former sig efter kroppens konturer og følger hudens bevægelser. Den glatte overflade nedsætter friktion og shear-kræfter og sekundær hudskade minimeres. Den bløde silikoneklæber sikrer at forbinding kan fjernes atraumatisk og smertefrit, ligesom den kan genplaceres. Anvendes forebyggende på aldrende, tynd og skrøbelig hud, ligesom Spycra Protect kan anvendes til beskyttelse af udsat hud mod friktion (trykskader, skin tears). Kan anvendes forebyggende over kløende hud, samt i hudfolder ved intertrigo. Anvendes behandlende henover sår uden eller med ringe sekretion (skin tears kl. 1 og 2a, vabler, kradssningssår etc.). Kan ikke anvendes ved væskende sår. Kan tilklippes.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forbinding
Varemærke	Spycra Protect
Sekundær farve	Beige
Features	Bi-elastisk, med silikoneklæb, enkeltpakket, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Lycra, silikone
Længde/dybde	18 cm
Bredde	30 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år efter produktionsdato

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk				
pk	3 stk	2.3 cm	3 cm	4.2 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE