



Varenummer 1000011882

Kateterisationssæt, SIK, steril

✓ Komplet sæt til skiftning af kateter

**Produktbeskrivelse**

Anvendes til anlæggelse af engangskateter. Pakket i en plastbakke, indholder: 5 vatkugler, 1 afdækningsstykke 50x75 cm, 1 pincet, 1 x 30 ml sprøjte med NaCl, 1 par nitril handsker M.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterisationssæt
Features	SIK, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	60 cm	39.7 cm	32.7 cm	18053300788399
stk	1 stk				8053807810794



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt