



Varenummer 1000011918

## Fiberbandage, Exufiber, 4,5x10cm, steril, engangs

- ✓ Steril, højabsorberende nonwoven bandage
- ✓ Danner gel og fremmer fugtig sårheling
- ✓ Høj retention - modvirker lækage og maceration
- ✓ Absorberer og retinerer eksudat, blod og bakterier
- ✓ Skal fikseses med sekundær bandage



### Produktbeskrivelse

Exufiber er en steril nonwoven bandage fremstillet af højabsorberende polyvinylalkoholfibre. Når Exufiber kommer i kontakt med sårekssudat, danner det en gel, der fremmer fugtigt sårheling og gør det nemmere at fjerne bandagen ved bandageskift. Exufiber har en høj retentionsevne, som forhindrer lækage og maceration, og absorberer og retinerer eksudat, blod og bakterier.

Skal fikseses med en passende sekundær bandage. Valg af bandage afhænger af eksudatniveauet.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fiberbandage
Varemærke	Exufiber
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PVA
Længde/dybde	4.5 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Exufiber er ikke beregnet til tørre sår og tredjegradsforbrænding.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	17.4 cm	11.9 cm	12.2 cm	7323190213450
pk	10 stk	16.5 cm	11 cm	2.5 cm	7323190213467
stk	1 stk				7323190213436



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt