



Varenummer 1000011940



Blegemiddel, Diversey CLAX Personril GS bleach 43D1, 20 l, uden klor, farve og parfume

Produktbeskrivelse

Clax Personril er et blegemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet bør tilsættes i klarvasken ved temperaturer mellem 40 og 70°C og kan anvendes på alle tekstiltyper (undtagen uld og nylon).



Specifikationer

Produktbetegnelse	Blegemiddel
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Personril GS bleach 43D1
Features	Uden klor, farve og parfume
pH-værdi (konc.)	=< 2
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004, (EU) 2019/1148

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	28 cm	24.5 cm	38 cm	7615400172719
stk	1 stk				

 <p>Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet er ætsende.</p>	 <p>Produktet kan forårsage eller medvirke til brand i andre materialer.</p>
 <p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke klor.</p>
 <p>Produktet anvendes til tøjvask.</p>	 <p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>	