



Varenummer 1000011941

NOVADAN™

Desinfektionsmiddel, Novadan Oxidan, 20 l

Produktbeskrivelse

Oxidan anvendes til desinfektion af overflader og udstyr indenfor fødevarer- og farmaceutisk industri samt sundhedssektoren. Kan anvendes på aseptiske tappemaskiner til behandling af kartonbanen inden fyldning og på flaskemaskiner til skylning af emballagen inden fyldning. Oxidan er et bredspektret desinfektionsmiddel indeholdende 35% hydrogenperoxid. Velegnet til all-round desinfektion efter endt rengøring i fødevarerindustrien. Kan anvendes både koldt og varmt. Oxidan spaltes efter brug til vand og ilt og bioakkumuleres ikke. Produktet virker baktericid og fungicid. Journal nr. 6335-21/18-10. PR-nr. 381385



Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektionsmiddel
Varemærke	Novadan
Vareserie	Oxidan
pH-værdi (konc.)	pH ~ 2,0
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012, (EU) 2019/1148
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet.

Brugsanvisning

Brugsopløsning: 0,3-3%. Temperatur: 15-60°C. Kontakttid: 5-30 minutter

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk				5703524125154
stk	1 stk				



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.