



Varenummer 1000011941

NOVADAN®

## Desinfektionsmiddel, Novadan Oxidan, 20 l

### Produktbeskrivelse

Oxidan anvendes til desinfektion af overflader og udstyr indenfor fødevarer- og farmaceutisk industri samt sundhedssektoren. Kan anvendes på aseptiske tappemaskiner til behandling af kartonbanen inden fyldning og på flaskemaskiner til skylning af emballagen inden fyldning. Oxidan er et bredspektret desinfektionsmiddel indeholdende 35% hydrogenperoxid. Velegnet til all-round desinfektion efter endt rengøring i fødevarerindustrien. Kan anvendes både koldt og varmt. Oxidan spaltes efter brug til vand og ilt og bioakkumuleres ikke. Produktet virker baktericid og fungicid. Journal nr. 6335-21/18-10. PR-nr. 381385



### Specifikationer

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                  | Desinfektionsmiddel  |
| Varemærke                          | Novadan  |
| Vareserie                          | Oxidan   |
| pH-værdi (konc.)                   | pH ~ 2,0   |
| Rumindhold, netto                  | 20 l   |
| Direktiver, lovgivning og regler   | BPR EU 528/2012, (EU) 2019/1148  |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet. |

### Brugsanvisning

Brugsopløsning: 0,3-3%. Temperatur: 15-60°C. Kontakttid: 5-30 minutter

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl    | 1 stk      |        |        |       | 5703524125154 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |               |



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.