



Varenummer 1000011973

Condi bøtte, 19,2x19,2x5,1cm, 1300 ml, klar, PP, 1-rums, stor forpakning

- ✓ Stabelbar
- ✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivelse

Condibøtter er den optimale måde at organisere sine mange forskellige komponenter i et køkken. Bøtter er som sagt gode til opbevaring, men udmærker sig også til marinerer og lignende af forskellige fødevarer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Condi bøtte
Farve	Klar
Features	Stor forpakning
Materiale	PP
Længde/dybde	19.2 cm
Bredde	19.2 cm
Højde	5.1 cm
Rumindhold, brutto	1300 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsofvaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill samt til optøning og opvarmning af fødevarer i mikroovn op til max 100°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	96 stk	59.5 cm	39.5 cm	33 cm	5703538151071
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polypropylen er en type plast.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.