

Varenummer 1000011981

Kateterisationssæt, Deluxe, steril

- ✓ komplet sæt til skiftning af kateter.
- Dette er deluxe sættet, så der er alt med man skal bruge til at skifte et permanent kateter.



Produktbeskrivelse

Anvendes til anlæggelse af kateter. Indeholder: 2 x afdækningsstykke, 1 pusbækken, 1 x 150 ml skål, 5 gauze swabs, 4 x latex handsker, 30 ml NaCl, 1 sprøjte 20 ml tom, 1 x10 ml sterilt vand, 1 x 10 ml glycerinsprøjte med 10% glycerinopløsning, 1 x pincet, 10 ml katetertergel.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterisationssæt
Features	Deluxe, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	58.5 cm	40 cm	32.5 cm	18053807810753
stk	1 stk				8053807810756



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.

STERILE

Produktet er sterilt