

Kateterisationssæt Deluxe



Anvendes til anlæggelse af ballonkateter.

Indeholder:

- 1 stk. afdækning min. 40x60 cm.
- 1 stk. afdækning min. 40x70 cm, foldet.
- 2 par latex handsker, pudderfri medium, med ombuk.
- 1 stk. nyreskål pap.
- 1 stk. plastskål 150 ml.
- 5 stk. gazeugler 30 mm.
- 1 stk. pincet plast 11 cm.
- 1 stk. 20 ml sprøjte tom – bruges til at tømme det eksisterende kateters ballon for væske.
- 1 stk. 30 ml sprøjte med 0,9% natriumklorid – bruges til afvaskning af intimområdet.
- 1 stk. 10 ml sprøjte med katetersmøremiddel (grøn) – bruges til at gøre det nye kateter glat før indføring.
- 1 stk. 10 ml sprøjte med 10 % glycerinopløsning (transparent) – bruges til opfyldning af kateterballon.
- 1 stk. 10 ml sprøjte med sterilt vand (blå) – bruges til opfyldning af kateterballon.

Til opfyldning af kateterballon bruges enten glycerinopløsning eller sterilt vand.

Bemærk! Indeholder produkter med naturlig latex, som muligvis kan give allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk chok. Sterilitet garanteres ved ubrudt forpakning. Opbevares tørt og ikke tæt ved varmekilder. Anvendes af uddannet personale.

Varenr.	Produkt	Antal / æske
1000011981	Kateterisationssæt, deluxe	20 stk
		sdl/ 8.2.22