



Varenummer 1000012021



## Vådsuger, Diversey TASKI, Vacumat 22, grå, 1-rums, 45 l, komplet

- ✓ Robust
- ✓ Stor kapacitet

### Produktbeskrivelse

Robust vandsuger med god tankkapacitet og stor sugeevne. VS 2200 er med 25 ltr. tank udført i rustfrit stål. Leveres komplet med flerdelt S-rør, slange og vandsugningsmundstykke.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vådsuger
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Vacumat 22
Farve	Grå
Features	Komplet
Længde/dybde	390 mm
Bredde	630 mm
Højde	440 mm
Sugeevne	3600 l/min.
Elkabel, længde	10
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	45 l
Inkluderet tilbehør	10 m. elkabel, s-rør, slange og vandsugningsmundstykke

### Brugsanvisning

Se brugsanvisning på on-line.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	66 cm	41 cm	40 cm	7615400224500
stk	1 stk				