

Varenummer 1000012085

Plastbakke, 22,5x17,5x3,5cm, 885 ml,  
hvid, CPET, 2-rums, 515/370 ml

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Mikroovn
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



## Produktbeskrivelse

Denne bakke i PP materiale er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.5 cm
Bredde	17.5 cm
Højde	3.5 cm
Rumindhold, brutto	885 ml
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	515/370 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	40 cm	40 cm	25 cm	7321031513066
pk	250 stk	39.5 cm	39.5 cm	24 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.