


**Varenummer** 1000012087

## Plastbakke, 22,5x17,5x4,3cm, 1110 ml, hvid, CPET, 2-rums, 655/455 ml

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Mikroovn
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



### Produktbeskrivelse

Denne bakke i PP materiale er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.5 cm
Bredde	17.5 cm
Højde	4.3 cm
Rumindhold, brutto	1110 ml
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	655/455 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	59 cm	40.2 cm	24 cm	7321031155044
pk	300 stk	58 cm	38 cm	23 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.