


Varenummer 1000012134



## Låg til moppeboks, Vikan ErgoClean, 395x230x40mm, klar, ABS, til 25 cm system

✓ ergoClean låg til spand



### Produktbeskrivelse

Låget til 60 cm moppeboksen er fremstillet af gennemsigtigt plast, så man altid kan se, hvor mange mikrofibermopper samt moptype der findes i boksen (168982). Lågets udformning gør, at man nemt kan stable moppeboksene med de præparerede mopper.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Klar
Features	Til 25 cm system
Materiale	ABS
Længde/dybde	395 mm
Bredde	230 mm
Højde	40 mm
Vægt, netto	542 g

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk				15705025814176
stk	1 stk				5705025814179