


Varenummer 1000012134



Låg til moppeboks, Vikan ErgoClean, 395x230x40mm, klar, ABS, til 25 cm system



Produktbeskrivelse

Låget til 60 cm moppeboksen er fremstillet af gennemsigtigt plast, så man altid kan se, hvor mange mikrofibermopper samt moptype der findes i boksen (168982). Lågets udformning gør, at man nemt kan stable moppeboksene med de præparerede mopper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Klar
Features	Til 25 cm system
Materiale	ABS
Længde/dybde	395 mm
Bredde	230 mm
Højde	40 mm
Vægt, netto	542 g

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk				15705025814176
stk	1 stk				5705025814179