



Varenummer 1000012253

Medicinal mobilskab, KF03, hvid, laminat, 3 skuffer, bordplade i siddehøjde

Produktbeskrivelse

Mobilskabet er specielt designet til professionelt brug i sundhedsbranchen. Den robuste kvalitet sikrer at skabet holder til intensiv brug i mange år. Leveres i ekstra kraftig hvid højtrykslaminat med rengøringsvenlige bøjlegreb i anodiseret aluminium og kraftige hjul. Den rengøringsvenlige aluminiumskant sikrer, at instrumenterne ikke ender på gulvet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Medicinal mobilskab
Model	KF03
Farve	Hvid
Features	3 skuffer, bordplade i siddehøjde
Materiale	Laminat
Længde/dybde	50.3 cm
Bredde	52.3 cm
Højde	72.6 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	60 cm	55 cm	48 cm	
stk	1 stk				