



Varenummer 1000012258

**Sko, Euro-Dan Classic, 39, hvid, SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13**

## Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med burrebånd og ankelpolstring. Indlægssål i Memory Foam, som antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C, Olie- og benzin resistent, med Shock Absorber. Vidde 13

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	39
Farve	Hvid
Features	SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13
Engangs/flergangs	Flegangs
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Temperatur Tolerance	140 grader C
Vaskeanvisninger	Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	32.5 cm	23 cm	13.2 cm	5703374115046