

Varenummer 1000012278

Blodprøvetagningsglas, K2EDTA, BD Vacutainer, lilla, PET, 2 ml, transparent, plast, med Hemogard lukning**Produktbeskrivelse**

BD Vacutainer EDTA-rør bruges til fuldblods- eller EDTA-plasmaprøver. Indeholder K2EDTA, som fungerer som koagulant. Forskellen mellem K2EDTA og K3EDTA er, at K3 er en flydende opløsning i rørene, hvorimod K2 er en flydende opløsning, der er spraycoatet i rørene. Hemogard™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummiproppen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas, K2EDTA
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Farve	Lilla
Features	2 ml, transparent, plast, med Hemogard lukning
Materiale	PET
Længde/dybde	7.5 cm
Diameter	1.3 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	17.5 cm	15 cm	8.5 cm	30382903682745
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.