



Varenummer 1000012322

Fastclix lancetter, Accu-Chek, sterilt,
(102 stk.)

Produktbeskrivelse

Blodsuktermålinger skal være så blide, at blodprøvetagningen ikke udgør mere end en enkelt prikkende fornemmelse. Accu-Chek fingerprykkere hjælper med at opnå dette ved at kombinere flere fremtrædende egenskaber, en af disse er vores patenterede dual-guided stiktekonolgi: Clixmotion. Clixmotion er princippet om dual-guided lancetbevægelse, hvilket betyder, at lancettens bevægelse både frem og tilbage er præcist kontrolleret uden vibrationer og svingninger. Denne specielle bevægelse er nøglen til en blid og nænsom fingerprikning. Lancetten gennemtrænger huden med en utrolig hurtig, lige bevægelse designet til at undgå alle sidelæns bevægelser og forebygge unødvendig skade på huden.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fastclix lancetter
Varemærke	Accu-Chek
Features	Sterilt, (102 stk.)
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	102 stk	5.5 cm	4.5 cm	6.5 cm	4015630056996
æske	102 stk	5.5 cm	4.5 cm	6.5 cm	4015630056996
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE