



Varenummer 1000012322

Fastclix lancetter, Accu-Chek, (102 stk.)



Produktbeskrivelse

Blodsuktermålinger skal være så blide, at blodprøvetagningen ikke udgør mere end en enkelt prikkende fornemmelse. Accu-Chek fingerprykkere hjælper med at opnå dette ved at kombinere flere fremtrædende egenskaber, en af disse er vores patenterede dual-guided stiktekonolgi: Clixmotion. Clixmotion er princippet om dual-guided lancetbevægelse, hvilket betyder, at lancettens bevægelse både frem og tilbage er præcist kontrolleret uden vibrationer og svingninger. Denne specielle bevægelse er nøglen til en blid og nænsom fingerprikning. Lancetten gennemtrænger huden med en utrolig hurtig, lige bevægelse designet til at undgå alle sidelæns bevægelser og forebygge unødvendig skade på huden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fastclix lancetter
Varemærke	Accu-Chek
Features	(102 stk.)
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Skift af lancet.

Skub håndtaget frem og tilbage for at skifte til en ny lancet.

1. Fjern hætte
2. Indsæt tromle
3. Sæt hætte på igen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	102 stk	5.5 cm	4.5 cm	6.5 cm	4015630056996
boks	102 stk	5.5 cm	4.5 cm	6.5 cm	4015630056996
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.