



Varenummer 1000012323

FastClix fingerprikker, Roche, Accu-Chek, sort, 30G



Produktbeskrivelse

Lad og stik er nu samlet i en enkel 1-klik-løsning, der giver dig muligheden for at teste hurtigt. Som med vores tidligere fingerprikkere er Clixmotion-teknologien integreret i Accu-Chek FastClix fingerprikkeren.

Prøv det, og dine fingerspidser vil takke dig!

Specifikationer

Produktbetegnelse	FastClix fingerprikker
Varemærke	Roche
Model	Accu-Chek
Farve	Sort
Features	30G
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12.2 cm	7.5 cm	4 cm	4015630065578



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.