



Varenummer 1000012327

vileda  
PROFESSIONAL

Moppeboks, Vileda Origo, 56x24,5x27cm,  
22 l, grå, rPP/PP, med hank og  
farvekodeclips

## Produktbeskrivelse

Moppespand til opbevaring og forpræparering af mopper og klude, som indeholder 8 farveclips. Dermed god mulighed for farvekodning.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Grå
Features	Med hank og farvekodeclips
Materiale	PP, rPP
Længde/dybde	56 cm
Bredde	24.5 cm
Højde	27 cm
Rumindhold, brutto	22 l

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	57.3 cm	24.3 cm	27.4 cm	4023103142251
stk	1 stk				