



Varenummer 1000012367

Fingerprikker, Vitrex Sterilance Lite III, 1,8mm, gul, 26G, sikkerhedslancet, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Engangsfingerprikker bruges til blodsuktermåling eller andre målinger med kapillærblod. Efter prøvetagningen forsvinder nålen automatisk ind i hylsteret og låser, hvorved fingerprikkeren kun kan bruges én gang – derved undgås risiko for smittefare. Da lancetten kan ikke aktiveres igen er den derfor også fremragende til professionelt brug, på sygehuse, i lægeklinikker, på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikskader på personalet. Desuden er nålen aldrig synlig, så den er også meget velegnet til folk der ikke bryder sig om nåle.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerprikker
Varemærke	Vitrex
Vareserie	Sterilance Lite III
Farve	Gul
Features	Sikkerhedslancet, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	26G
Materiale	ABS, rustfrit stål
Længde/dybde	1.8 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	29.6 cm	24.8 cm	21 cm	36945630114466
æske	100 stk	14 cm	9 cm	9 cm	5706860752138
pk	100 stk	14 cm	9 cm	9 cm	5706860752138
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE