



Varenummer 1000012403

Micro Pro moppe, hvid, mikrofiber, 25 cm, med hook'n'loop

- ✓ Kan vases op til 300 vask
- ✓ Økotex
- ✓ Særlig velegnet til laminat, lakeret træ, granit, marmor, fliser og polish behandlet linoleumsgulve



Produktbeskrivelse

Moppen er designet til de fleste typer gulve, som f.eks. laminat, lakerede trægulve, granit/fliser og polish-behandlede linoleumsgulve. En god alm. vridbar micro-fibermoppe med 2 ekstra membraner for øget absorption.



MOIST



DRY

Specifikationer

Produktbetegnelse	Micro Pro moppe
Model	System størrelse 25
Farve	Hvid
Features	25 cm, med hook'n'loop
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	50% mikrofiber, 50% polyester
Længde/dybde	25 cm
Bredde	15 cm
Vægt, netto	66 g
Sugeevne	Optimal dosering: 100 ml. pr. moppe
Certifikater	OEKO-TEX.
OEKO-TEX licensnr.	2176-336
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretrumbles op til 120°C, men 60°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 300 vaske. Kan krympe op til 2%.
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Tekstil
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	50 stk	33.4 cm	29.4 cm	25 cm	5703538388422
pk	5 stk	31.9 cm	15.9 cm	6.2 cm	5703538388415
stk	1 stk				5703538388408



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.

