



Varenummer 1000012413

Urinprøveflaske, Sarstedt, med skrivefelt, 100 ml, steril

CE

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Med label over låget, så det tydeligt ses om bægeret har været åbnet.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinprøveflaske
Varemærke	Sarstedt
Features	Med skrivefelt, 100 ml, steril
Materiale	PP
Højde	76 mm
Diameter	57 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	180 dage ved modtagelse
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	58 cm	40 cm	25 cm	4038917014052
pk	5 stk	39 cm	6.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

