



Produktdatablad

Urinprøvebæger m/skruelåg, 100 ml, sterilt

Varenummer: 1000012413



Varedeklaration

Forpakning: 5 stk pr. pakke. 40 pakker pr. kolli. 24 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Urinprøveflaske. Holdbarhed: 180 dage ved modtagelse. Materiale: PP. Features: med skrivefelt, 100 ml, steril. Højde: 76 mm. Diameter: 57 mm. Certifikater: CE, IVD. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse A. Direktiver, lovgivning og regler: IVDR (EU) 2017/746. Produktbeskrivelse: Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Med label over låget, så det tydeligt ses om bægeret har været åbnet. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.