



Varenummer 1000012434

**Fingerprikker, Vitrex Flex, blå, 23G,
sikkerhedslancet, steril, m/ 3 stikdybder,
engangs**



Produktbeskrivelse

Engangsfingerprikker bruges til blodsuktermåling eller andre målinger med kapillærblod. Efter prøvetagningen forsvinder nålen automatisk ind i hylsteret og låser, hvorved fingerprikkeren kun kan bruges én gang – derved undgås risiko for smittefare. Da lancetten kan ikke aktiveres igen er den derfor også fremragende til professionelt brug, på sygehuse, i lægeklিনikker, på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikskader på personalet. Desuden er nålen aldrig synlig, så den er også meget velegnet til folk der ikke bryder sig om nåle.

Fingerprikkeren er justerbar i tre dybder: 1,2 mm, 1,8 mm og 2,4 mm

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerprikker
Varemærke	Vitrex
Vareserie	Flex
Farve	Blå
Features	Sikkerhedslancet, steril, m/ 3 stikdybder
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	23G
Materiale	ABS, rustfrit stål
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	55.2 cm	23.5 cm	14.6 cm	
æske	100 stk	11 cm	1.1 cm	12.5 cm	5706860958134
pk	100 stk	11 cm	1.1 cm	12.5 cm	5706860958134
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt