



Varenummer 1000012434

**Fingerprikker, Vitrex Flex, blå,  
23G, sikkerhedslancet, steril, m/ 3  
stikdybder, engangs**



## Produktbeskrivelse

Engangsfingerprikker bruges til blodsuktermåling eller andre målinger med kapillærblod. Efter prøvetagningen forsvinder nålen automatisk ind i hylsteret og låser, hvorved fingerprikkeren kun kan bruges én gang – derved undgås risiko for smittefare. Da lancetten kan ikke aktiveres igen er den derfor også fremragende til professionelt brug, på sygehuse, i lægeklinikker, på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikskader på personalet. Desuden er nålen aldrig synlig, så den er også meget velegnet til folk der ikke bryder sig om nåle.

Fingerprikkeren er justerbar i tre dybder: 1,2 mm, 1,8 mm og 2,4 mm

## Specifikationer

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                    | Fingerprikker                                                |
| Varemærke                            | Vitrex                                                       |
| Vareserie                            | Flex                                                         |
| Farve                                | Blå                                                          |
| Features                             | Sikkerhedslancet, steril, m/ 3 stikdybder                    |
| Engangs/flergangs                    | Engangs                                                      |
| Størrelse på injektionssprøjtekanyle | 23G                                                          |
| Materiale                            | ABS, rustfrit stål                                           |
| Certifikater                         | CE. MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)         | Klasse IIa                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler     | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Opbevaringsinstruktioner             | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kil   | 1000 stk   | 55.2 cm | 23.5 cm | 14.6 cm |               |
| pk    | 100 stk    | 11 cm   | 1.1 cm  | 12.5 cm | 5706860958134 |
| boks  | 100 stk    | 11 cm   | 1.1 cm  | 12.5 cm | 5706860958134 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.