

Varenummer 1000012512



Post-OP forbinding, Curapor, 7x5cm, hvid, steril, engangs

- ✓ Til overfladiske sår
- ✓ Absorberer straks ekssudat
- ✓ Hænger ikke fast ved forbindsskift



Produktbeskrivelse

Anvendes til overfladiske sår. Sårkompresset absorberer straks ekssudat og hænger ikke fast i såret ved forbindsskift.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbinding
Varemærke	Curapor
Farve	Hvid
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, polyakrylat, polyester, polyether, viskose
Længde/dybde	7 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	600 stk	33.3 cm	26.5 cm	14.5 cm	4021447842738
pk	100 stk	15.5 cm	8 cm	11.5 cm	4021447842721
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE