



Varenummer 1000012528

Kateterisationssæt, Mediplast, steril

✓ Komplet sæt til skiftning af kateter



Produktbeskrivelse

Anvendes til anlæggelse af kateter. Indeholder: 1 x afdækningsstykke (50x80 cm) 1 x afdækningsstykke foldet med slids (50x80 cm), 1 bakke, 1 x 160 ml skål, 2 x nonwoven kompresser (10x10 cm), 5 x nonwoven swabs, 1 par vinyl handsker PF (M), 1 x pincet.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterisationssæt
Varemærke	Mediplast
Features	Steril
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	55 cm	31 cm	55 cm	7395502029523
pk	10 stk	31 cm	27 cm	27.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE