

Varenummer 1000012535

**Kontrol, HemoTrol, Duo Normal, 1 ml,
hvid, til HB801, kølevare**

CE

Produktbeskrivelse

Anvendes som kontrolopløsning til HemoCue til Hb801



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrol
Varemærke	HemoTrol
Model	Duo Normal
Farve	Hvid
Features	Til HB801, kølevare
Rumindhold, brutto	1 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	2 stk	85 cm	55 cm	25 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.