



Varenummer 1000012594

Mini doppler, Sonoline C2,
2,9x9,2x13,5cm, med farvedisplay, uden
probe



Produktbeskrivelse

Sonoline C2 doppler er en håndholdt doppler som med de udskiftelige prober kan anvendes til at aflytte fosterets hjerteslag med en 2 MHz probe eller kan med en 8 Mhz vaskulær probe anvendes til vaskulære undersøgelser.

Proberne skal købes separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mini doppler
Model	Sonoline C2
Features	Med farvedisplay, uden probe
Længde/dybde	2.9 cm
Bredde	9.2 cm
Højde	13.5 cm
Vægt, netto	245 g
Strømspecifikationer	2 gange AA batterier
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	17 cm	6.7 cm	8023279294804



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.