



Varenummer 1000012619



Rygstøvsuger, Diversey TASKI, Aero BP Li-on PLUS, sort, 1-rums, inkl. batteri og lader

- ✓ Lethed, stilhed og diskretion
- ✓ Komfort og ergonomi
- ✓ Fleksibilitet og handlefrihed
- ✓ Høj ydeevne

Produktbeskrivelse

Transportabel og ergonomisk rygbåren støvsuger med Li-Ion batteri. Ideel til steder hvor pladsen er træng, og handlefrihed og fleksibilitet er et must. Med sin lille vægt på kun 5,3 kg. er batteri modellen særdeles velegnet til at have med sig rundt på meget trængte steder, hvor det ikke er muligt at komme til med en ledning. Samme komfort og multi-funktionelle funktioner som på TASKI AERO BP E modellen. Ved tilkøb af hjulsæt (1000012606) kan støvsugeren konverteres fra rygbåren til almindelig støvsuger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rygstøvsuger
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Aero BP Li-on PLUS
Farve	Sort
Features	Inkl. batteri og lader
Længde/dybde	235 mm
Bredde	200 mm
Højde	495 mm
Vægt, netto	5.3 kg
Vægt, brutto	5.3 kg
Strømspecifikationer	Lithium-Ion
Batteri driftstid	60 min
Sugeevne	1860 l/min.
Pose kapacitet	4.5 l
Antal rum	1-rums
Inkluderet tilbehør	Oplader, batteri

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				