

Varenummer 1000012632

Probe til doppler, Sonoline, 8 Mhz, vandtæt**Produktbeskrivelse**

Probe tilhørende til Sonoline doppler. 8 MHz bruges til vaskulære målinger og 2 MHz bruges føtale målinger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probe til doppler
Model	Sonoline
Features	8 Mhz, vandtæt
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	20 cm	15 cm	3 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.