



Varenummer 1000012634

Doppler, Sonotrax Basic, 34x89x141mm, inkl. pose til opbevaring, excl. probe

Produktbeskrivelse

Sonotrax doppler er en håndholdt doppler som ved hjælp af de udskiftelige prober kan anvendes til at aflytte fosterets hjerteslag med en 2 MHz probe eller kan med en 8 Mhz vaskulær probe anvendes til vaskulære undersøgelser.

Proberne købes separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doppler
Model	Sonotrax Basic
Features	Inkl. pose til opbevaring, excl. probe
Længde/dybde	34 mm
Bredde	89 mm
Højde	141 mm
Vægt, netto	280 g
Vægt, brutto	300 g
Strømspecifikationer	2x AA batterier
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23.5 cm	16 cm	7.5 cm	8023279294910



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.